

1014705 - Mepitel - 5 x 7,5 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

Mepitel® is een zachte dubbelzijdige wondcontactlaag met Safetac® - de originele pijnvrije contactlaag met silicone hechtmiddel. Het is zo ontworpen, dat het zich soepel naar de huid vormt, maar niet aan de vochtige wonde kleeft - zodat u het gemakkelijk kunt verwijderen, zonder dat de wonde of de huid beschadigd wordt. Dat betekent minder pijn voor uw patiënten.

Mepitel is bedoeld voor een breed scala aan exsuderende wonden, zoals skin tears, schaafwonden, gehechte wonden, tweedegraads brandwonden, laceraties, tweede- en derdegraads grafts, diabetes voetulcera, veneuze en arteriële beenulcera. Mepitel kan ook worden gebruikt als bescherm laag op niet-exsuderende wonden, blaren, kwetsbare huid en blootliggende kwetsbare weefsels.

Safetac beschermt ook nieuw weefsel en intacte huid ter ondersteuning van een ongestoorde genezing. En het sluit de wondranden af om de huid te beschermen tegen maceratie.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Steriel	Ja
sku	1014705
Maat	5 x 7,5 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb