

1539440 - MaiMed-porefix transparent - 15 x 9 cm - 1 x 25 st



Beschrijving

MaiMed®-porefix transparant post operatief, transparant wondverband met wondkussen dat zich blijft vasthouden dankzij een huidvriendelijke kleefstof. Met een zeer dunne transparante folie vervaardigd uit polyurethaanfilm.

Specificaties

Merk	Maimed
Latex vrij	Ja
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
sku	1539440
Steriel	Ja
Kleur	Transparant
Maat	9 x 15 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is