

## 1603705 - Mepilex® Ag - 20 x 50 cm - 2 st



### Beschrijving

Mepilex® Ag is een veelzijdig zacht en comfortabel antimicrobieel schuimverband voor licht tot matig exsuderende wonden en brandwonden.

Het schuimverband kleeft lichtjes aan de huid met **Mölnlycke Safetac®** de originele pijnvrije contactlaag met silicone adhesie.

De pad van polyurethaanschuim absorbeert wondvocht en vormt zich goed naar het lichaam en kan gebruikt worden tot 7 dagen.

### Specificaties

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Mölnlycke                      |
| <b>Steriel</b>              | Ja                             |
| <b>sku</b>                  | 1603705                        |
| <b>Maat</b>                 | 20 x 50 cm                     |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                           |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse III |