

1518880 - Endobiopsie - standaard model CH9 - 1 x 25 st



Beschrijving

Gynebiops endometriale biopsie sonde, steriel voor eenmalig gebruik. Ook wel Cornier's Pipelle genoemd. Voor microafname van endometriumcellen. De standaard Gynebiops maakt histologische afname van het endometrium mogelijk.

De Gynebiops laat de diagnose toe van:

- endometriumkanker
- hyperplasie
- poliepen
- luteale insufficiëntie

Specificaties

Merk	Gyneas
Steriel	Ja
sku	1518880
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Maat	3 mm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is