

**1007140 - PERMA-HAND™ silk hechtdraad 3/0 - 16 mm - 75 cm -
FW502 - 1 st**



Beschrijving

PERMA-HAND™ SILK Suture is een niet-absorbeerbare, steriele, chirurgische hechtdraad die is samengesteld uit een organisch eiwit dat fibroïne wordt genoemd.

Voordelen

- Multifilament
- Natuurlijk

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	ETHIFW502
sku	1007140
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Nee
Draadlengte	75 cm
Draaddikte	3/0
Kleur	Zwart
Naald lengte	16 mm
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III