

1541397 - OtoClear Spray Wash kit - 1 st



Beschrijving

De nieuwe OtoClear® Spray Wash Kit is een complete set-up voor het eenvoudig en veilig verwijderen van oorsmeer. De Spray Wash Kit is voorzien van de unieke OtoClear oorspoeltip, de enige oorspoeltip die gebruik maakt van uiteenlopende stromen om oorsmeer veilig en effectief te verwijderen. De OtoClear-tip wordt bevestigd aan een staafje dat is ontworpen om een ??oorbassin schoon te maken, en leidt de irrigatieoplossing naar de gehoorgangwand, waardoor het oncomfortabele en mogelijk schadelijke resultaat van direct contact met het trommelvees wordt voorkomen.

De OtoClear® Spray Wash Kit combineert een fles van 470 ml met een krachtige actuator om een ??hoog watervolume te leveren via de Bionix OtoClear® Ear Irrigation-tip. Voor een veilige, effectieve en efficiënte oorspoeling wordt de Spray Wash-trigger handmatig ingedrukt, waardoor een intermitterende, pulserende spoeling ontstaat om oorsmeer los te maken en te verwijderen.

Inhoud: kit bevat 1 pompfles, 1 spoelkommetje en 20 OtoClear® vervangtips.

Specificaties

Merk	Bionix
sku	1541397
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I