1518905 - Curette - onbuigzaam recht - 9 mm - 1 x 20 st



Beschrijving

De totale lengte van de curette is 200 mm en heeft een rond uiteinde met een opening. Doos van 20 stuks, individueel steriel verpakt. De maat die getoond wordt staat voor de diameter van de curette.

Specificaties

Merk	Gyneas
Steriel	Ja
sku	1518905
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Maat	9 mm
Type verpakking	Doos
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa